

eakin® ™



Protect™
BARIÉROVÝ FILM

Eakin **Protect™** je moderní bariérový film, určený na ochranu pokožky před škodlivými tělesnými tekutinami, proti oděrkám a hrubým zdravotnickým adhezivním materiálům. Díky vlastnosti rychlého schnutí **Protect™** zaschne během několika sekund a vytvoří na pokožce trvanlivý silikonový film. **Protect™** obsahuje přidaný vitamin E a pokožku tak vyživuje, zvlhčuje a současně poskytuje optimální ochranu.

KOMPLETNÍ OCHRANA POKOŽKY

- ✓ Trvanlivá bariéra na ochranu pokožky
- ✓ Nešťípe a aplikace je tedy bezbolestná
- ✓ Nejnovější technologie zpracování silikonu, která je pro pokožku velice šetrná a umožňuje bezpečné použití i na citlivou pokožku a u dětí
- ✓ Vůně čerstvé máty
- ✓ Obsahuje přidaný vitamin E na utišení a zvlhčování pokožky
- ✓ **Protect™** zasychá během několika sekund, takže můžete rychle pokračovat s aplikací pomůcky
- ✓ Baleno jednotlivě v sáčkích ve formě ubrousku, což umožňuje snadné a diskrétní přenášení.



VÝHODA RYCHLÉHO ZASYCHÁNÍ

Protect™ je velmi jemný a může se používat se všemi obvazy nebo při výměně pomůcky, aby byla zajištěna kompletní ochrana.

Při aplikaci na kůži Eakin **Protect™** zaschne během několika sekund, aniž by byla ovlivněna přilnavost dalšího sáčku.

Upozorňujeme, že používání výrobku **Protect™** v kombinaci s jinými krémy, oleji nebo roztoky může snížit jeho účinnost. Doporučujeme však používání bariérového filmu **Protect™** v kombinaci s prostředkem na odstranění adheziv Eakin **Release™**.

1



Vyčistěte chráněnou oblast a důkladně ji vysušte.

2



Lehce ubrouskem **Protect™** přetřete pokožku a před aplikací adhezivního materiálu vyčkejte několik sekund, než zaschne.

Vyzkoušejte Eakin **Protect™** na optimální ochranu pokožky již dnes.





HIGHLY
FLAMMABLE

Protect™
BARIÉROVÝ FILM

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	Velikost balení	Kód výrobku
Eakin Protect™	30 sáčků	839025

V RÁMCI SORTIMENTU PŘÍSLUŠENSTVÍ EAKIN NABÍZÍME TAKÉ

	Velikost balení	Kód výrobku
Release™ sprej	1 x 50 ml e	839023
		
Release™ ubrousky	30 sáčků	839024

eakin® 

 Výrobce:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

eakin® 

Eakin CZ s.r.o.
Hlinky 64, 603 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 800 110 110
e-mail: asistentka@eakin.cz
web: www.eakin.cz