

eakin® ™

Pohodlná břišní podpora
pro stomie a kýly



SUPPORT belts™

PODPŮRNÉ STOMICKÉ PÁSY EAKIN

Podpůrné stomické pásy Eakin jsou vyrobeny z unikátního materiálu zvaného Isoflex.

Isoflex byl vyvinut speciálně pro stomiky a zajišťuje jim rovnoměrnou břišní podporu. Poskytuje úplnou podporu parastomální kýly, přitom je však dostatečně pružný na zajištění běžné funkce stomie.

Isoflex se pohybuje s tělem a to znamená, že podpůrný pás je pohodlný i při nošení po delší časové období.



PODPŮRNÉ STOMICKÉ PÁSY EAKIN:

- Pro břišní podporu během delšího období tělesné aktivity jako je chůze, práce na zahradě, zdvihání, sporty, domácí práce atd.
- Navržen stomickými sestrami, zajišťuje podporu pro stomie a kýly.
- Lehká prodyšná tkanina poskytující pevnou podporu a zároveň pohodlí i za teplých, vlhkých podmínek
- Tkanina v barvě pleti s nastavitelným uzavíráním na suchý zip pro snadnou aplikaci.

VOLBA SPRÁVNÉ VELIKOSTI

1. Lehněte si na pevný povrch a počkejte, až se kýla zmenší nebo usadí do obvyklé polohy, aby bylo vaše břicho co nejplošší.
2. Opatrně si kolem břicha oviňte metr a změřte si velikost břicha přes kýlu a stomii.
3. Zaznamenejte si míru a porovnejte ji s následující tabulkou, ze které vyčtete správné objednací číslo pro vaši velikost.
4. Pokud jste na pochybách, zvolte si menší velikost.
5. Podle osobních tělesných potřeb a potřeb výše podpory si zvolte mezi pásem širokým 20 cm anebo 26 cm.

| Velikost | Míra | 20cm široký pás | 26cm široký pás |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| S | 75 - 90 cm | 839051 | 839061 |
| M | 90 – 105 cm | 839052 | 839062 |
| L | 105 – 120 cm | 839053 | 839063 |
| XL | 120 - 135 cm | 839054 | 839064 |

SUPPORT belts™

PODPŮRNÉ STOMICKÉ PÁSY EAKIN

CE

eakin® 

Eakin CZ s.r.o.
Hlinky 64, 603 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 800 110 110
e-mail: asistentka@eakin.cz
web: www.eakin.cz



LEHKÉ • PRODYŠNÉ • OHEBNÉ • POHODLNÉ

Skladujte položené, v krabici, v suchu a za pokojové teploty.
Perte v pračce na jemném cyklu o teplotě nanejvýš 40°C.

eakin® 

Vyrobeno pro:

TG Eakin Limited, 15 Ballystockart Road
Comber, County Down, Northern Ireland, BT23 5QY
Tel: +44 (0)28 9187-1000 Fax: +44 (0)28 9187-1111
Email: mail@eakin.co.uk www.eakin.co.uk