

CONVEX UROSTOMICKÉ SÁČKY PELICAN

10 kusů





VELIKOSTI	Mini průhledné	Standardní průhledné	Maxi průhledné
Opklipbar 12-40 mm	839551	839540	839550
20 mm	-	839541	-
22.5 mm	-	839542	-
25 mm	-	839543	-
27.5 mm	-	839544	-
30 mm	-	839545	-
32.5 mm	-	839546	-
35 mm	-	839547	-
37.5 mm	-	839548	-
40 mm	-	839549	-
Opklipbar 15-60 mm	-	839575	-

NASTAVITELNÝ STOMICKÝ PÁS

	Velikost balení	Kód výrobku
Nastavitelný stomický pás	1	839520



DOPLŇKY

Podložky Cohesive SLIMS® Seals			
	Podložky užšího profilu také předcházejí vytékání a zajišťují pohodlí a jistotu u všech typů stomií. (průměr 48mm)	30 kusů	839005
Malé Podložky Cohesive® Seals			
	Velmi tlusté podložky pomáhají v prevenci problémů s větším vytékáním a s problémovou pokožkou. (průměr 48mm)	30 kusů	839002
Velké Podložky Cohesive® Seals			
	Velké podložky pokrývají větší plochu pokožky kolem stomie. Ideální pro urostomie nebo pro osoby s citlivou pokožkou. (průměr 98mm)	10 kusů	839001
Pasta Cohesive® PASTE			
	Jako všechny doplňky Cohesive®, tento výrobek neobsahuje alkohol. Používá se pro vyšší ochranu pokožky, pro vyplňování kožních záhybů, jizev a nerovností.	1 tuba, (60g)	839010
Release™ Odstraňovač Lepidla			
	Jemný odstraňovač lepících vrstev s přísadkou vitamínu E pro bezbolestné odstranění sáčků a lepidel.	50ml sprej	839023
		30 sáčků	839024
Protecti™ Bariérový Film			
	Silikonový bariérový film s přísadkou vitamínu E chrání pokožku před tělními tekutinami, exkoriacemi a lepidly.	30 sáčků	839025

eakin® 



eakin® 

Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Severní Irsko
BT23 5QY

eakin® 

Eakin CZ s.r.o.
Hlinky 64, 603 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 800 110 110
e-mail: asistentka@eakin.cz
web: www.eakin.cz

PELICAN™
Pouches
UROSTOMIE

PROČ SI NEZJEDNODUŠIT PÉČI O STOMII?

Urostomické sáčky PELICAN nabízejí snadný způsob péče o stomii. Dostupné v plochém a konvexním provedení, každá vlastnost byla důkladně promyšlena tak, aby sáčky poskytovaly veškeré pohodlí bez jakýchkoliv komplikací. Jak je z mnoha vlastností zřejmé, snadnost použití je důležitým prvkem designu našich sáčků.

VLASTNOSTI SÁČKŮ PELICAN™

Urostomické sáčky PELICAN jsou zhotoveny s pachy pohlcujícím filmem, pachy jsou tudíž zadrženy v sáčku.

Podložky na urostomických sáčcích PELICAN jsou velmi jemné pro pokožku. Zajišťují pohodlné a přitom bezpečné připevnění, což zpřijemňuje nošení. Pro ještě vyšší ochranu před podtékáním můžete používat doplňky řady Cohesive®.

I urosáčky PELICAN mají pro zjednodušení použití střížené podložky, což zajišťuje dokonalé přilnutí. Pokud však není vaše stomie zcela kruhového tvaru, bude vám lépe vyhovovat sáček pro osobní sestřížení. To znamená, že si můžete na povrchovém filmu podložky snadno vyznačit tvar své stomie a vystříhnout otvor, který bude přesně odpovídat vaší stomii.

Přidržovací štítek je jasně vyznačený a snadno ho naleznete.


Všechny urosáčky PELICAN se pyšní hedvábně měkkou tkaninou, která umožňuje nošení sáčku v tichosti a pohodlí.

Urostomické sáčky PELICAN jsou vybaveny jednocestným ventiloým systémem, který zabráňuje zpětnému toku moči do stomie a předchází tak vzniku infekce.

Urostomické sáčky PELICAN jsou zhotoveny tak, aby zajistily minimální shromažďování moči na dně sáčku a aby se usnadnilo úplné vyprazdňování.

Pohodlná podložka pod zátkou chrání pokožku a umožňuje pohodlné nošení sáčku.

Kromě toho je spodní strana sáčků zhotovena z prostřížené tkaniny. Přes průhledný film je vidět na stomii, což umožňuje snadné a přesné připevnění sáčku. Prostřížená spodní strana také umožňuje kontrolu moči, abyste se ujistili, že je zdravá. V ostatních případech hedvábně jemná tkanina diskrétně kryje stomii.



VLASTNOSTI KONVEXNÍCH SÁČKŮ PELICAN™



Kromě všech vlastností již uvedených mají konvexní výpustné PELICAN sáčky následující výhody:

- Tento pohodlný konvexní sáček má unikátní měkkou a bezpečnou podložku s ohebnou pěnovou spodní stranou, která zvyšuje pohodlí a jistotu.
- Nabízejí mělkou až středně hlubokou konvexitu podle vašich potřeb.
- Pro dosažení maximální konvexnosti, zvýšené pohodlí a jistoty je možné používat konvexní sáčky PELICAN s podložkami Cohesive® Seals. Tím se prohloubí konvexnost a maximalizuje se ochrana proti vytékání.
- Dodávají se s poučky na pásek pro zvýšení pocitu bezpečí.
- Konvexní sáčky PELICAN jsou ohebné a na rozdíl od tradičních konvexních výrobků poskytují maximální pohodlí a jistotu.

Všechny konvexní drenážní sáčky by měly být používány pouze po konzultaci s odborníkem na péči o stomii.

BEZPEČNÝ A POKHODLNÝ UZÁVĚŘ



Urostomické sáčky PELICAN mají neobyčejně měkký a ohebný vývod, který zajišťuje maximální pohodlí během použití a možnost kontroly průtoku při vyprazdňování prostým stisknutím vývodu. Vývod je dostatečně široký pro vypouštění možných hlenů.

Vývod je bezpečný a přitom se i nadále snadno otevírá a zavírá. Použitím vhodného materiálu výpustného ventilu je snadné udržovat prostor kolem vývodu čistý.

Urostomické sáčky PELICAN lze bezpečně připojit na běžně používané noční sběrné systémy a noční sáčky, aniž by bylo nutné použít dodatečný adaptér.

PLOCHÉ UROSTOMICKÉ SÁČKY PELICAN - 30 kusů

VELIKOSTI	Mini průhledné	Standardní průhledné	Maxi průhledné
Opklípnar 15-65 mm	839615	839603	839602
20 mm	-	839604	-
25 mm	-	839605	-
27.5 mm	-	839606	-
30 mm	-	839607	-
32.5 mm	-	839608	-
35 mm	-	839609	-
37.5 mm	-	839610	-
40 mm	-	839611	-
45 mm	-	839612	-
50 mm	-	839613	-
55 mm	-	839614	-