

CONVEX UZAVŘENÉ SÁČKY PELICAN - 10 kusů




VELIKOSTI	Mini průhledné	Standard průhledné	Maxi průhledné	Mini béžové	Standard béžové	Maxi béžové
Opklipbar 12-40mm	-	839530	839562	839573	839563	839552
20 mm	-	839531	-	-	839564	839553
22.5 mm	-	839532	-	-	839565	839554
25 mm	-	839533	-	-	839566	839555
27.5 mm	-	839534	-	-	839567	839556
30 mm	-	839535	-	-	839568	839557
32.5 mm	-	839536	-	-	839569	839558
35 mm	-	839537	-	-	839570	839559
37.5 mm	-	839538	-	-	839571	839560
40 mm	-	839539	-	-	839572	839561
Opklipbar 15-60mm	-	839574	-	-	-	-

NASTAVITELNÝ STOMICKÝ PÁS

	Velikost balení	Kód výrobku
Nastavitelný stomický pás	1	839520



DOPLŇKY

Vyrovnávací kroužky Cohesive SLIMS® Seals			
	Podložky užího profilu také předcházejí vytékání a zajišťují pohodlí a jistotu u všech typů stomií. (průměr 48mm)	30 kusů	839005
Malé vyrovnávací kroužky Cohesive® Seals			
	Velmi tlusté podložky pomáhají v prevenci problémů s větším vytékáním a s problémovou pokožkou. (průměr 48mm)	30 kusů	839002
Velké vyrovnávací kroužky Cohesive® Seals			
	Velké podložky pokrývají větší plochu pokožky kolem stomie. Ideální pro urostomie nebo pro osoby s citlivou pokožkou. (průměr 98mm)	10 kusů	839001
Pasta Cohesive® PASTE			
	Jako všechny doplňky Cohesive®, tento výrobek neobsahuje alkohol. Používá se pro vyšší ochranu pokožky, pro vyplňování kožních záhybů, jizev a nerovností.	1 tuba, (60g)	839010
Release™ Odstraňovač Lepidla			
	Jemný odstraňovač lepicích vrstev s přidavkem vitamínu E pro bezbolestné odstranění sáčků a lepidel.	50ml sprej	839023
		30 sáčků	839024
Protecti™ Bariérový Film			
	Silikonový bariérový film s přidavkem vitamínu E chrání pokožku před tělními tekutinami, exkoriacemi a lepidly.	30 sáčků	839025

eakin® 



eakin® 

Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Severní Irsko
BT23 5QY

eakin® 

Eakin CZ s.r.o.
Hlinky 64, 603 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 800 110 110
e-mail: asistentka@eakin.cz
web: www.eakin.cz

PELICAN™
Pouches
UZAVŘENÉ

PROČ SI NEZJEDNODUŠIT PÉČI O STOMII?

Uzavřené sáčky PELICAN nabízejí snadný způsob péče o stomii. Dostupné v plochém a konvexním provedení, každá vlastnost byla důkladně promyšlena tak, aby sáčky poskytovaly veškeré pohodlí bez jakýchkoli komplikací. Jak je z mnoha vlastností zřejmé, snadnost použití je důležitým prvkem designu našich drenážních sáčků.

VLASTNOSTI SÁČKŮ PELICAN™

Uzavřené sáčky PELICAN mají vysoce vyvinutý filtrační systém s kontrolou toku pro lepší prevenci zápachu. Dodávány jsou i kryty filtrů.

Podložky na uzavřených sáčcích PELICAN jsou velmi jemné k pokožce. Poskytují také pohodlné a přitom bezpečné uchycení. Pro ještě vyšší jistotu můžete použít doplňky Cohesive®, které poskytují dodatečnou ochranu před podtékáním.


Uzavřené sáčky PELICAN mají pro zjednodušení použití předem střížené podložky, což zajišťuje dokonalé přilnutí. Pokud však není vaše stomie dokonale kruhového tvaru, bude vám lépe vyhovovat sáček pro osobní sestřížení. To znamená, že si můžete na povrchovém filmu podložky snadno vyznačit tvar své stomie a vystřihnout otvor, který bude přesně odpovídat vaší stomii.

Přidržovací štítek je jasně vyznačený a snadno ho naleznete.

Všechny uzavřené sáčky PELICAN se pyšní hedvábně měkkou tkaninou, která umožňuje nošení sáčku v tichosti a pohodlí.

Uzavřené sáčky PELICAN jsou anatomicky tvarované, aby vyhovovaly vaší postavě.

Kromě toho mají sáčky prostříženou zadní stranu, takže pokud si zvolíte průhledný sáček, uvidíte stomii skrz průhledný film, což umožňuje snadné a přesné umístění drenážního sáčku. Prostřížená zadní část také usnadňuje nasazení krytu filtru. V ostatních případech hedvábně jemná tkanina diskrétně kryje stomii.



VLASTNOSTI KONVEXNÍCH SÁČKŮ PELICAN™



Kromě všech vlastností již uvedených mají konvexní uzavřené Pelican™ sáčky následující výhody:

- Tento pohodlný konvexní sáček má unikátní měkkou a bezpečnou podložku s ohebnou pěnovou spodní stranou, která zvyšuje pohodlí a jistotu.
- Nabízejí mělkou až středně hlubokou konvexitu podle vašich potřeb.
- Pro dosažení maximální konvexnosti, zvýšené pohodlí a jistoty je možné používat konvexní sáčky PELICAN s podložkami Cohesive® Seals. Tím se prohloubí konvexnost a maximalizuje se ochrana proti vytékání.
- Dodávají se s poutky na pásek pro zvýšení pocitu bezpečí.
- Konvexní sáčky PELICAN jsou ohebné a na rozdíl od tradičních konvexních výrobků poskytují maximální pohodlí a jistotu.

Všechny konvexní drenážní sáčky by měly být používány pouze po konzultaci s odborníkem na péči o stomii.

PLOCHÉ UZAVŘENÉ SÁČKY PELICAN 30 kusů

VELIKOSTI	Mini průhledné	Standard průhledné	Maxi průhledné	Mini béžové	Standard béžové	Maxi béžové
Opklipbar 20-65 mm	839438	839414	839401	839426	839402	839400
22.5 mm	-	839415	-	839427	839403	-
25 mm	-	839416	-	839428	839404	-
27.5 mm	-	839417	-	839429	839405	-
30 mm	-	839418	-	839430	839406	-
32.5 mm	-	839419	-	839431	839407	-
35 mm	-	839420	-	839432	839408	-
37.5 mm	-	839421	-	839433	839409	-
40 mm	-	839422	-	839434	839410	-
45 mm	-	839423	-	839435	839411	-
50 mm	-	839424	-	839436	839412	-
55 mm	-	839425	-	839437	839413	-

PELICAN minisáčky STOMA CAPS 30 kusů

SIZES	Kód výrobku
Stoma Cap Opklipbar 10-40mm	839580
Stoma Cap Plus Opklipbar 10-55mm	839581

